

El uso de crioterapia debe adaptarse a tus necesidades específicas y al tipo de intervención.

Es fundamental seguir las indicaciones de tu médico para asegurar una recuperación más rápida, segura y efectiva.

PRECAUCIONES Y CUIDADOS

- No usar en heridas abiertas.
- No exceder del tiempo indicado.
- Suspender uso y consultar al médico en caso de dolor, malestar, entumecimiento o cambios cutáneos.
- Vigilar la temperatura para evitar sobrecalentamiento o frío excesivo.
- Drenar las mangueras y limpiar el equipo después de cada uso.
- Utilizar solo agua potable.

SISTEMA DE TERAPIA DIGITAL

FRIO - CALOR

Aplicar terapia térmica precisa ayuda a:

- Aliviar el dolor muscular y articular.
- Reducir la inflamación.
- Favorecer la cicatrización acelerando la circulación.



Sistema de terapia digital

FRIO - CALOR



CONTÁCTANOS

449 581 7026

**"Cuidado profesional,
recuperación segura"**

HC600 - Handy



MANUAL BÁSICO DE USO

PREPARACIÓN DEL EQUIPO

1. Coloque la unidad sobre una superficie firme y nivelada.
2. Llene el depósito con agua destilada o purificada hasta el nivel indicado; agregue hielo si usará crioterapia. **No utilice agua de la llave.**
3. Conecta la manguera de la unidad a la almohadilla y asegúrese de que esté bien sujeta y sin dobleces.
4. Enchufe el equipo en una toma eléctrica adecuada y encienda.

APLICACIÓN DEL TRATAMIENTO

1. Coloque al paciente en posición cómoda y ajuste la almohadilla con las correas sobre la zona a tratar.
2. Configure la temperatura y tiempo de acuerdo a prescripción médica.
3. Revise la piel y la comodidad del paciente frecuentemente.
4. Al concluir el tiempo programado la unidad se apagará automáticamente.
5. Limpie los componentes utilizados y **drene las mangueras** para evitar acumulación de agua residual.

SELECCIÓN DE MODO Y PARÁMETROS

1. En el panel, selecciona el modo deseado:
Frío: 42°F - 50°F
Calor: 100°F - 108°F
2. Ajusta el temporizador: opciones de 15 min, 30min, 45min, 60 min, 75 min o 90min.
3. Pulsa Start para comenzar la terapia.

El HC600 Handy

Es un sistema profesional de crioterapia y termoterapia que combina frío y calor controlados, rangos precisos de temperatura y temporizador programable.

