

## ¿Por qué es importante el uso del movilizador?

- ◆ Facilita la recuperación de la movilidad de las rodillas sin dolor tras una cirugía.
- ◆ Previene la rigidez articular y la formación de adherencias.
- ◆ Estimula la circulación sanguínea, favoreciendo la regeneración de tejidos y el proceso de cicatrización.
- ◆ Contribuye al fortalecimiento muscular y coordinación.



## Movilizador Pasivo Continuo

*La constancia es clave para la recuperación*

**Cualquier duda te apoyaremos en el número:**




449 585 3138



## Movilizador Pasivo Continuo de rodilla

¡Tu aliado en la recuperación!

KINETEC SPECTRA CPM



# ¿Qué es el Movilizador Pasivo Continuo?

El **MPC** es un dispositivo motorizado que ofrece terapia de movimiento continuo mediante desplazamientos suaves y controlados anatómicamente. Su uso facilita una recuperación progresiva y segura de la movilidad después de una cirugía, interrumpiendo el ciclo de trauma e inflamación.



## Instrucciones.

### Paso 1: Preparación del paciente

- Coloque al paciente en una posición cómoda, asegurándose de que no haya vendajes ni almohadillas de crioterapia que limiten el movimiento. No retirar los parches quirúrgicos.

### Paso 2: Colocación del MPC

- Coloque el equipo sobre una superficie estable y sin obstáculos.
- Alinear y ajustar el dispositivo con la rodilla del paciente.
- Conectar a corriente y encender. **IMAGEN 1**

### Paso 3: Configuración del movimiento

- Configure el rango de movimiento según indicación médica.
- Ajuste la velocidad y el tiempo de la sesión.
- Inicie con botón "Start" el movimiento pasivo

### Paso 4: Monitoreo

- Durante el uso, observe que el movimiento sea fluido, sin resistencia y sin dolor agudo ni incomodidad significativa.

### Paso 5: Finalización

- Una vez concluida la sesión, detenga el dispositivo y retire las sujeciones.

IMAGEN 1



IMAGEN 2

