

KIT PRELEVEMENT VAGINAL

INFORMATIONS DESTINEES AU PRELEVEUR

La patiente doit éviter toute toilette intime et tout traitement local (crème, ovules, ...)

☛ **Matériel nécessaire fourni par le laboratoire**

(ATTENTION aux dates de péremption, conservation à température ambiante avant utilisation et à l'abri de la lumière)

①



1 écouvillon double vaginal avec milieu de transport (prélevé au niveau du cul de sac vaginal)

+

②



1 écouvillon double avec milieu de transport prélevé au niveau de l'endocol

ATTENTION

Identifier clairement l'écouvillon prélevé au niveau de l'endocol

③



Prélever 1 écouvillon dans son milieu de transport spécifique si recherche de chlamydiae

④



En cas de recherche de **mycoplasmes : nécessité de prendre rendez-vous au laboratoire**

⑤



En cas de recherche d'Herpès génital** : nécessité de prendre rendez-vous au laboratoire**

↳ Déroulement du prélèvement :

- Prélever avec les écouvillons nécessaires selon la recherche
- Remplir la fiche de renseignements cliniques

**NB : En cas de prélèvement insuffisant, l'examen direct sera sacrifié pour privilégier les cultures.
Selon la nomenclature des actes de biologie médicale en vigueur, les recherches de mycoplasmes ne peuvent être effectuées que sur prescription médicale.**

☛ **Conservation et transport :**

**Conservation après prélèvement :
Température ambiante
Délai d'acheminement au laboratoire : <
24H impérativement**